

### Srovnání monitorů životních funkcí

Parametr / Typ monitoru	Innomed InnoCare-S	Innomed InnoCare-T	Innomed InnoCare-XL
Velikost obrazovky	7 "	10.4 "	17 "
Rozlišení obrazovky	480x232	640x480 !!!	1280x1024 !!!
Zobrazené křivky	5	4 – 8*	8
Zobrazené parametry	4-7	8	8
Způsob ovládání	Dotekový display/otočný knoflík	Otočný knoflík	Otočný knoflík
ECG svody,	7 (5 elektrod)	3-7* (5 elektrod)	3-7 (5 elektrod)
ECG křivky	3	7	7
Respirace	1	1	1
Teplota	2	2	2
IBP		2	2
NIBP	1	1	1
SPO2	1	1	1
CO2	Červen 2007	1*	1*
Cardiac output		+	+
Trend graficky/tabulky	72* h	72 h	72 h
Alarm	3 úrovně	3 úrovně	3 úrovně
Záznam událostí	100param/20curve	100param/20curve	100param/20curve
ST měření	-	+	+
Detekce ST bodů	-	Automaticky	Automaticky
Průměr ECG křivky	-	+	+
Arytmie analýza	Vfib Asysole Vrun. Vtach, Tachy, Brady	Vfib Asysole Vrun. Vtach, Ves, SVes	Vfib Asysole Vrun. Vtach, Ves, SVes
Paměť úplné křivky EKG	4 minuty	25 minut	25 minut
Rozměry	200x150x70	360x250x160	360x250x160
Váha	Kb: 2 kg	~7 kg	NA
Jazyky	GB, HU, E, RU, IT, CHIN, PORT, FR	GB, HU, E, RU,	GB, HU, E, RU,
Provoz na baterii	3.5 h	3.5 h	3.5 h