


## Microchirurgické šicí materiály





\*Acri.Lon

Materiál

nylon (polyamid 6/6), monofil, černé vlákno

Vlastnosti

- \* velmi hladký povrch pro lehký průchod tkání
- \* optimální uzlovací vlastnosti
- \* minimální reakce tkáně

Průměr	Délka Typ jehly	Šicí materiál	Délka	USP	Objednací číslo
3/8 140° 150 μm	6,1 mm 1 x DLM 6	*Acri.Lon černé 	15 cm	10-0 0,2	54-1131100
3/8 137° 150 μm	6,6 mm 2 x DLM 6	*Acri.Lon černé 	30 cm	10-0 0,2	54-1332200

Balení

12 ks/krabice, každé vlákno baleno zvlášť v jednorázovém sterilním balení

CE 1275

Dovozce: METRIMPEX Praha s.r.o.

Slezská 128 • 130 00 Praha 3 • Česká republika  
 Tel.: +420 267 315 870 • Fax: +420 267 315 806 • info@metrimpex.cz • www.metrimpex.cz