


Microchirurgické šicí materiály




*Acri.Silk

Materiál

hedvábné, splétané, černé vlákno

Vlastnosti

- * vysoká flexibilita
- * ideální pro vázání a optimální pro uzlování
- * speciálně adaptované např. pro fixaci bulvy

Průměr	Délka Typ jehly	Šicí materiál	Délka	USP	Objednací číslo
3/8 135° 430 μm	12,0 mm 1 x DS 12	*Acri.Silk black 	45 cm	4-0 1.5	54-3431100

Balení

12 ks/krabice, každé vlákno baleno zvlášť v jednorázovém sterilním balení

CE 1275

Dovozce: METRIMPEX Praha s.r.o.

Slezská 128 • 130 00 Praha 3 • Česká republika
 Tel.: +420 267 315 870 • Fax: +420 267 315 806 • info@metrimpex.cz • www.metrimpex.cz