


Microchirurgické šicí materiály









*Acri.Sorb

Materiál

syntetické vstřebatelné vlákno, zelené (100 % polyglykol potažený magnezium stearetem; splétané při USP 6-0, 7-0, 8-0, monofil při USP10-0

Vlastnosti

- * resorpce cca. 90 dní, odbourávání s hydrolyzou
- * optimální pro bezpečné uzlování a velmi vysoká tažná pevnost
- * pro spojivkové, sklerální a svalové šití

Průměr	Délka Typ jehly	Šicí materiál	Délka	USP	Objednací číslo
3/8 140° 150 μm	6,1 mm 1 x DLm 6	*Acri.Sorb zelené monofil	8 cm	10-0 0,2	54-2831010 
3/8 137° 200 μm	6,6 mm 1 x DLm 6	*Acri.Sorb zelené splétané	30 cm	8-0 0,4	54-2331015 
3/8 137° 200 μm	6,6 mm 2 x DLm 6*	*Acri.Sorb zelené splétané	30 cm	8-0 0,4	54-2331020 
3/8 137° 200 μm	6,6 mm 1 x DLm 6	*Acri.Sorb zelené splétané	30 cm	7-0 0,5	54-2331025 
3/8 137° 200 μm	6,6 mm 2 x DLm 6*	*Acri.Sorb zelené splétané	45 cm	7-0 0,5	54-2331030 
1/4 90° > 300 μm	8,0 mm 2 x VSPM8 *#	*Acri.Sorb zelené splétané	45 cm	6-0 0,7	54-2442100 

* se dvěma jehlami # dvoustranné řezací jehly

Balení

12 ks/krabice, každé vlákno baleno zvlášť v jednorázovém sterilním balení

€ 1275

Dovozce: METRIMPEX Praha s.r.o.

Slezská 128 • 130 00 Praha 3 • Česká republika
Tel.: +420 267 315 870 • Fax: +420 267 315 806 • info@metrimpex.cz • www.metrimpex.cz