


Silikonový drenážní systém podle von Denffera

Použití	zajistit volný výtok komorové vody z přední komory, vytvořit stálý podspojivkový filtrující puchýřek v případě terapeutického odolného zeleného očního zákalu
Provedení	mono
Materiál	hydrofobní polydimethylsilanoát
Metoda sterilizace	parní
Silikonový kotouč:	
průměr	11,7 mm
tloušťka	0,30 mm
Celkový rozměr	11,7 mm (mono)
Silikonová trubice:	
průměr	světlost: 0,25 mm vnější: 0,64 mm
Délka	40 mm ±1 mm
Balení	sterilní, ve vodě

Dovozce: **METRIMPEX Praha s.r.o.**

Slezská 128 • 130 00 Praha 3
Česká republika
Tel.: +420 267 315 870
Fax: +420 267 315 806
info@metrimpex.cz